

Lensy Care 7

DE

Multifunktionslösung zum Reinigen, Desinfizieren, Aufbewahren und Befeuchten aller weichen Kontaktlinsen.

Enthält pflanzliche Stammzellenextrakte und ist mit Hyaluron angereichert.

WICHTIGE GEBRAUCHS-UND SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM NACHLESEN AUFBEWAHREN. UNZULÄNGLICHE KONTAKTLINSENPFLEGE KANN ZU SCHWERWIEGENDEN SCHÄDIGUNGEN DER AUGEN FÜHREN. GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Berühren der Kontaktlinsen die Hände sorgfältig waschen, abspülen und mit einem sauberen Handtuch trocknen.

Öffnen Sie den Linsenbehälter.

Die Kontaktlinse herausnehmen und in die Handinnenfläche legen.

Einige Tropfen der Lösung auf jede Seite der Kontaktlinse geben und die Linse vorsichtig mit kreisenden Bewegungen einige Sekunden reiben.

Die Linse nochmals mit der Lösung abspülen.

Die Linse in den Linsenbehälter legen und diesen mit der Lösung auffüllen.

Die Linse mindestens 4 Stunden oder über Nacht in der Lösung aufbewahren.

Die Kontaktlinsen vor dem Aufsetzen noch einmal mit der Lösung abspülen.

Die gebrauchte Lösung aus dem Behälter entleeren.

Den Behälter mit Multifunktionslösung spülen und danach trocknen lassen. ZUM SPÜLEN NIEMALS LEITUNGSWASSER VERWENDEN.

Bleiben die Kontaktlinsen für mehr als 7 Tage in der Lösung, muss der

Reinigungsvorgang vor dem Aufsetzen erneut ausgeführt werden.

KONTRAIKNDIKATIONEN (Gründe zur Nichtverwendung des Produkts)

Das Produkt bei Überempfindlichkeit gegenüber einem Inhaltsstoff nicht verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Das Produkt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Vor der ersten Anwendung Unversehrtheit der Flaschenversiegelung

überprüfen. Nicht verwenden, wenn die Versiegelung beschädigt ist.

Die Lösung nicht verwenden, wenn der Sicherheitsring an der

Verschlusskappe fehlt, gebrochen oder beschädigt ist.

Flasche nach Gebrauch verschließen.

GEÖFFNETE FLASCHE INNERHALB VON 60 TAGEN AUFBRAUCHEN.

RESTLICHE LÖSUNG WEGGIESSEN.

Um Kontaminationen zu vermeiden, die Flaschenspitze nicht mit

anderen Oberflächen in Kontakt bringen.

Den Kontaktlinsenbehälter mit jeder neuen Flasche austauschen.

Zwischen 5° und 30°C aufbewahren!

Sprechen Sie mit Ihrem Kontaktlinsenanpasser, bevor Sie die Lösung

wechseln.

WARNHINWEISE

Immer frische Lösung verwenden. Die Lösung niemals

wiederverwenden.

Niemals die Lösung in ein anderes Behältnis umfüllen.

Niemals verdünnen oder mit anderen Lösungen mixen.

KEIN LEITUNGSWASSER ZUM ABSPÜLEN DER KONTAKTLINSEN

VERWENDEN, sondern stets Kochsalzlösung oder

Multifunktionslösung.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

NICHT VERSCHLUCKEN!

Bevor Sie ein Medikament einnehmen, sprechen Sie mit Ihrem

Kontaktlinsenanpasser oder Augenarzt.

HINWEIS

Treten Unverträglichkeiten wie Entzündungen, anhaltende Reizungen

oder andere Augenprobleme auf, entfernen Sie die Kontaktlinsen und

verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Kontaktieren Sie Ihren

Kontaktlinsenanpasser oder Augenarzt.

ZUSAMMENSETZUNG

PolyHexaMethylenBiguanid 0,0002%, Echinacea Plus 0,001%, GPI

0,012%, Hydroxyethylcellulose 0,015%, Poloxamer 407 0,02%,

Hyaluronsäure, Natriumchlorid, Zitronensäure, tribasisches

Natriumcitrat, Ethylendiamintetraessigsäure 0,01%, Natriumhydroxid,

gereinigtes Wasser.

EN

All-in-One solution for cleaning, disinfecting, storing and hydrating all types of soft contact lenses.

Contains vegetable stem cell extracts and is enriched with hyaluronic acid.

IMPORTANT DIRECTIONS FOR USE AND SAFETY INFORMATION. PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE. IMPROPER CONTACT LENS CARE CAN LEAD TO SERIOUS EYE DAMAGE.

DIRECTIONS FOR USE

Before handling the contact lenses, wash and rinse your hands thoroughly and dry them with a clean towel.

Open the lens case.

Take the contact lens and place it in the palm of your hand.

Apply a few drops of solution to each side of the contact lens.

Gently rub the lens in a circular motion for a few seconds.

Rinse the lens again thoroughly with the multipurpose solution.

Place the lens in the lens case and fill it with solution.

Keep the lenses in the solution for at least 4 hours or overnight.

Before using the lenses, rinse them again with the solution.

Throw out the used solution from the lens case.

Rinse the case with the solution and let it dry. NEVER USE TAP WATER

TO RINSE THE CONTACT LENSES.

If the contact lenses remain in the solution for more than 7 days, the cleaning process must be repeated prior to wearing them.

CONTRAINDICATIONS (Reasons not to use the product)

Do not use if you are sensitive or allergic to any of the ingredients in this

product.

PRECAUTIONS

Do not use the product after expiry date.

Make sure the dropper tip is sealed before first use. If already opened,

do not use.

Do not use the solution if the seal around the bottle is not intact (broken,

missing or tampered with).

Close bottle after use.

ONCE BOTTLE IS OPEN, USE THE SOLUTION WITHIN 60 DAYS.

Make sure the dropper tip of the bottle never touches any surface, since

this may contaminate the solution.

Replace lens case with every new bottle.

Store between 5° and 30°C!

Consult your eye care professional before changing solutions.

WARNINGS

Always use fresh solution. Never re-use the solution.

Never transfer the solution to another container.

Never dilute or mix with other solutions.

DO NOT USE TAP WATER TO RINSE THE CONTACT LENSES, only use a

saline solution or a multipurpose solution.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

DO NOT SWALLOW!

Before taking any medicines, consult your eye care professional or

ophthalmologist.

SIDE EFFECTS

If any reactions such as inflammation, persistent itching or irritation or

other eye problems occur, remove the contact lenses and stop using the

product. Contact your eye care professional.

INGREDIENTS

PolyHexaMethyleneBiguanide 0,0002%, Echinacea Plus 0,001%, GPI

0,012%, Hydroxyethylcellulose 0,015%, Poloxamer 407 0,02%,

Hyaluronic acid, Sodium chloride, Citric acid, Tribasic sodium citrate,

Ethylene diamine tetra acetic acid 0,01%, Sodium hydroxide anhydrous,

Purified water.

FR

Solution multifonction pour le nettoyage, la désinfection, le stockage et l'humidification de tous les types de lentilles de contact souples.

Contient des extraits de cellules souches végétales et est enrichie en acide hyaluronique.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'UTILISATION ET LA SÉCURITÉ. À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR DE FUTURES CONSULTATIONS. UN ENTRETIEN INCORRECT DES LENTILLES DE CONTACT PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES LÉSIONS OCULAIRES.

MODE D'EMPLOI

Avant de toucher les lentilles de contact, se laver soigneusement les mains, les rincer et les sécher avec une serviette propre.

Ouvrir l'étui des lentilles.

Prélever la lentille et la poser sur la paume de la main.

Appliquer quelques gouttes de solution sur chaque face de la lentille.

Frotter délicatement la lentille en mouvement circulaire pendant

quelques secondes.

Rincer à nouveau la lentille avec la solution multifonction.

Ranger la lentille dans l'étui et le remplir de solution.

Laisser les lentilles tremper pendant au moins 4 heures ou toute la nuit.

Avant de porter les lentilles, les rincer à nouveau avec la solution.

Vider la solution usagée de l'étui.

Rincer l'étui avec la solution multifonction et le laisser sécher. NE

JAMAIS UTILISER L'EAU DU ROBINET POUR RINCER LES LENTILLES.

Répéter la procédure si les lentilles restent dans la même solution

pendant plus de 7 jours.

CONTRE-INDICATIONS (Raisons pour ne pas utiliser le produit)

Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité à l'un de ses

composants.

MESURES DE PRÉCAUTION

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.

Avant toute utilisation, vérifier que le sceau de garantie est toujours

présent sur l'embout du compte-gouttes. Ne pas utiliser le produit s'il a

été ouvert.

Ne pas utiliser la solution si le sceau sur le flacon a été altéré.

Refermer le flacon après utilisation.

UNE FOIS LE FLACON OUVERT, UTILISER LE PRODUIT DANS LES 60

JOURS.

Afin d'éviter toute contamination, éviter de toucher tout type de surface

avec l'embout du flacon.

Remplacer le bouchon des lentilles à chaque flacon neuf.

Conservé entre 5°C et 30°C!

Consultez votre opticien avant de changer de solution d'entretien.

AVERTISSEMENT

Toujours utiliser une solution fraîche. Ne jamais réutiliser la solution.

Ne jamais transvaser la solution dans un autre récipient.

Ne jamais diluer ou mélanger avec d'autres solutions.

NE PAS UTILISER L'EAU DU ROBINET POUR RINCER LES LENTILLES DE

CONTACT, mais toujours une solution saline ou une solution

multifonction.

À CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

NE PAS AVALER!

Avant de prendre un médicament, parlez-en à votre ophtalmologue ou à

vo

tre opticien.

EFFETS INDÉSIRABLES

En cas d'effets secondaires de type inflammations, irritations

persistantes ou autres troubles oculaires, retirer les lentilles de contact

et ne plus utiliser le produit. Contactez votre ophtalmologue ou votre

opticien.

COMPOSITION

PolyHexaMethyleneBiguanide 0,0002%, Echinacea Plus 0,001%, GPI

0,012%, Hydroxyethylcellulose 0,015%, Poloxamer 407 0,02%, Acide

hyaluronique, Chlorure de Sodium, Acide citrique, Citrate de Sodium

tribasique, Ethylène diamine acide tétraacétique 0,01%, Hydroxyde de

sodium anhydre, eau purifiée.

IT

Soluzione multifunzionale per detergere, disinfettare, conservare e umettare tutti i tipi di lenti a contatto morbide.

Contiene estratti di cellule staminali vegetali ed è arricchita con acido ialuronico.

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'USO E DI SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE PER UNA FUTURA CONSULTAZIONE. UNA SCARSA CURA DELLE LENTI A CONTATTO PUÒ PROVOCARE DANNI GRAVI AGLI OCCHI.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di toccare le lenti a contatto, lavarsi le mani con cura, risciacquare le e asciugarle con un fazzoletto pulito.

Aprire il contenitore delle lenti.

Prelevare la lente a contatto e appoggiarla sul palmo della mano.

Applicare alcune gocce di soluzione multifunzionale su ogni lato della

lente a contatto.

Frizionare con cautela la lente con movimenti circolari per alcuni

secondi.

Sciagquare nuovamente la lente con la soluzione multifunzionale.

Riporre la lente nel contenitore e riempire il contenitore con la soluzione.

Conservare le lenti nella soluzione per almeno 4 ore o per tutta la notte.

Prima di indossare le lenti risciacquare ancora una volta con la

soluzione.

Eliminare la soluzione usata dal contenitore.

Sciagquare il contenitore con la soluzione multifunzionale e lasciarlo

quindi asciugare.

NON UTILIZZARE MAI L'ACQUA DEL RUBINETTO PER IL RISCIACCO

DELLE LENTI.

Ripetere la procedura se le lenti rimangono nella stessa soluzione per

più di 7 giorni.

CONTROINDICAZIONI (motivi per non utilizzare il prodotto)

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità in relazione a un

componente.

MISURE PREVENTIVE

Non utilizzare più il prodotto dopo la data di scadenza.

Prima del primo utilizzo, verificare l'integrità del sigillo del flacone. Non

utilizzare se il sigillo non è integro.

Non utilizzare la soluzione se il sigillo sul flacone è stato alterato.

Chiudere il flacone dopo l'uso.

UNA VOLTA APERTO, UTILIZZARE ENTRO 60 GIORNI.

Per evitare una contaminazione, fare in modo che la punta del flacone

non entri a contatto con altre superfici.

Sostituire il contenitore delle lenti a contatto ad ogni nuovo flacone.

Conservare tra i 5° e i 30°C!

Consultare l'ottico responsabile dell'adattamento delle proprie lenti a

contatto prima di cambiare la soluzione.

AVVERTENZE

Utilizzare sempre una Soluzione fresca. Non utilizzare mai la soluzione

una seconda volta.

Non versare mai la soluzione in un altro recipiente.

Non diluire mai e non mescolare mai con altre soluzioni.

NON UTILIZZARE ACQUA DEL RUBINETTO PER RISCIACCARE LE LENTI

A CONTATTO, bensì sempre una soluzione salina o una soluzione

multiuso.

CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON INGERIRE!

Prima di assumere farmaci, consultare sempre il proprio ottico

applicatore delle lenti a contatto o il proprio oculista.

EFFETTI COLLATERALI

Se si presentano reazioni avverse quali infiammazioni, irritazioni

permanenti o altri problemi agli occhi, rimuovere le lenti a contatto e non

utilizzare più il prodotto. Contattare il proprio ottico applicatore delle lenti

o il proprio oculista.

COMPOSIZIONE

PoliEsaMetilenBiguanide 0,0002%, Echinacea Plus 0,001%, GPI

0,012%, Idrossietilcellulosa 0,015%, Poloxamer 407 0,02%, Acido

Ialuronico, Sodio Cloruro, Acido citrico, Sodio citrato tribasico, Acido

etilen diammino tetra acetico 0,01%, Sodio idrossido anidro, Acqua

purificata.



SOLEKO S.P.A. - Via Ravano snc
03037 - Pontecorvo (FR) - ITALIA



5°C-30°C



COD226117 rev06 2022/05