

Lensy Care 14



Für die Desinfektion, Aufbewahrung, Reinigung, Abspülung und Benetzung aller weichen Kontaktlinsen. Entfernt muco-proteinhaltige Ablagerungen - für empfindliche Augen geeignet

Aktiv in 5- 7 Minuten

Neue All-in-One-Lösung mit Natrium-Hyaluronat

Eigenschaften

Lensy Care 14 All-in-One-Lösung weist eine stark desinfizierende, konservierende, benetzende und reinigende Wirkung auf. Der Wirkstoff Natrium-Hyaluronat mit hohen viscoelastischen Eigenschaften verbessert die Gleitfähigkeit und Verträglichkeit der Linsen dank seiner Fähigkeit, das Wasser zurückzuhalten. **Lensy Care 14** hält die Linsen feucht sowohl nach dem Einsetzen in die Augen als auch während des Gebrauchs mit nachfolgendem langem Komfort und reduzierter Trockenheit und Reizung. Der pH und die Osmolarität sind mit dem Gewebe und der Tränenflüssigkeit der Augen bio-kompatibel.

STERILE A Aseptisch hergestellt

Anwendung

Lensy Care 14 eignet sich zur Aufbewahrung, Desinfektion, Abspülung, Benetzung, Reinigung und täglichen Entfernung von muco-proteinhaltigen Ablagerungen aller weichen Kontaktlinsentypen.

Gebrauchsanweisungen

1. 5-7 Minuten-Methode

- Waschen Sie sich die Hände und trocknen Sie sie sorgfältig mit einem sauberen Tuch ab.
- Um eine Verwechslung zu vermeiden, die Behandlung immer mit derselben Kontaktlinse beginnen.
- Die Kontaktlinse aus dem Auge nehmen und auf die Handfläche legen, wobei eine ausreichende Menge an **Lensy Care 14** hinzu gegeben wird, um die Linse vollständig zu befeuchten.
- Vorsichtig mit einer Reibebewegung beide Oberflächen der Linse mindestens 10-15 Sekunden lang reiben, wobei ein Finger der anderen Hand verwendet wird.
- Die Linse sorgfältig und reichlich mit **Lensy Care 14** abspülen, um alle Ablagerungsspuren zu entfernen.
- Die Kontaktlinse in den dafür vorgesehenen Behälter legen.
- Denselben Vorgang bei der anderen Linse wiederholen.
- Den Behälter bis zur Dosierungslinie mit **Lensy Care 14** füllen.
- Den Behälter sorgfältig verschliessen, und die Linsen mindestens 5-7 Minuten lang darin liegen lassen.
- Vor dem Einsetzen in die Augen mit **Lensy Care 14** abspülen.

2. «DON'T TOUCH» Methode

- Waschen Sie sich die Hände und trocknen Sie sie sorgfältig mit einem sauberen Tuch ab.
- Um eine Verwechslung zu vermeiden, die Behandlung immer mit derselben Kontaktlinse beginnen.

- Nach dem Gebrauch die Kontaktlinse aus dem Auge nehmen und sofort in den dafür vorgesehenen Behälter legen, der bis zur Dosierungslinie mit **Lensy Care 14** gefüllt ist.
- Den Vorgang bei der anderen Linse wiederholen.
- Den Behälter sorgfältig verschliessen und die Linsen mindestens 2-3 Stunden lang oder die ganze Nacht über darin liegen lassen
- Vor dem Einsetzen in die Augen mit **Lensy Care 14** abspülen.

Gegenanzeigen

Es liegen keine nachgewiesenen Gegenanzeigen vor, es sei denn, im Falle einer Allergie oder Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

Vorsichtsmassnahmen

- **Lensy Care 14** muss nach dem Öffnen innerhalb von drei Monaten verwendet werden.
- Eventuelle Reste dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Nicht verwenden, wenn das Siegel nicht unversehrt ist, da dann keine Sterilität garantiert werden kann.
- Um jegliche Verunreinigung zu vermeiden, niemals die Tropflasche mit irgendeiner Oberfläche in Berührung bringen.
- Die Flasche nach Gebrauch gut verschliessen.
- Die Flasche nicht in der Nähe von Wärmequellen und auf jeden Fall unter 30° C aufbewahren.
- Nicht nach dem Verfalldatum verwenden.

Warnhinweise

- Für Kontaktlinsen, die vor dem Gebrauch mehr als 3-4 Wochen in der **Lensy Care 14**-Lösung gelegen haben: die Lösung aus dem Behälter entfernen und mindestens zur Desinfektion nach Methode 1 (5-7 Minuten) übergehen.
- Nicht bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile verwenden.
- Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.
- Immer frische Lösung verwenden und die in dem Behälter für die Kontaktlinsen verbliebene Lösung entfernen.
- Nicht durch ein anderes Desinfektionsmittel ersetzen.
- Einen Spezialisten aufsuchen, bevor während des Tragens der Kontaktlinsen irgendein Augenheilmittel verwendet wird.
- Niemals Leitungswasser für weiche Kontaktlinsen verwenden.

Komplikationen

Bei Störungen oder anhaltender Reizung die Verwendung abbrechen und einen Spezialisten aufsuchen. Aufmerksam das Etikette lesen und diese technische Informationen aufbewahren.

Zusammensetzung

Polyhexamethylenbiguanid	0,0001%
Dinatriumedetat	0,1%
Natrium-Hyaluronat	0,01%
Excip und Wasser für Injektionszwecke q.b.a 100%.	

Lensy Care 14



Pour la désinfection, la conservation, la détersion, le rinçage, l'hydratation de toutes les lentilles de contact souples.

Élimine les dépôts muco-protéiques - spécialement pour les yeux sensibles.

Agit en 5 à 7 minutes

Nouvelle solution All-in-One avec hyaluronate de sodium

Propriétés

Lensy Care 14 a un pouvoir hautement désinfectant, conservateur, mouillant et nettoyant. Avec du sodium hyaluronate: Grâce à sa capacité de rétention de l'eau, ce polymère aux excellentes propriétés viscoélastiques améliore la lubrification et la biorésistance des lentilles. **Lensy Care 14** hydrate les lentilles non seulement à peine appliquées, mais aussi tout le long de la journée, pour un confort durable, moins de sécheresse et d'irritation. Son pH et son osmorallité la rendent biocompatible avec les tissus et liquides organiques oculaires.

STERILE A Produite en aseptise

Indications

Lensy Care 14 est Indiquée pour la conservation, la désinfection, le rinçage, l'hydratation, la détersion, l'élimination journalière des dépôts muco-protéiques de tous les types de lentilles de contact souples.

Mode d'emploi

1. Méthode 5-7 minutes

- Se laver les mains elles essayer soigneusement avec une serviette propre.
- Afin d'éviter toute confusion, commencer le traitement toujours avec la même lentille.
- Enlever la lentille de l'oeil et la mettre sur la paume de la main en ajoutant une quantité de **Lensy Care 14** suffisante pour mouiller complètement la lentille.
- En utilisant un doigt de l'autre main, froter délicatement avec des mouvements «avant et arrière» les deux côtés du lentille de contact, pendant au moins 10-15 secondes.
- Rincer soigneusement et abondamment la lentille avec **Lensy Care 14** de manière à éliminer toute trace de dépôts.
- Mettre le lentille de contact dans son récipient.
- Répéter les opérations pour l'autre lentille de contact.
- Remplir le récipient avec **Lensy Care 14** jusqu'à la ligne de dosage
- Fermer soigneusement le récipient et laisser les lentilles de contact immergés pendant au moins 5-7 minutes.
- Avant de les remettre sur les yeux, les rincer avec **Lensy Care 14**.

2. Méthode «DON'T TOUCH»


- Se laver les mains et les essuyer soigneusement avec une serviette propre.
- Afin d'éviter toute confusion, commencer le traitement toujours avec la même lentille.
- Après utilisation, enlever le lentille de contact de l'oeil et le remettre tout de suite dans son récipient rempli avec **Lensy Care 14** jusqu'à la ligne de dosage.
- Répéter les opérations pour l'autre lentille de contact.
- Fermer soigneusement le récipient et laisser les lentilles

de contact immergés pendant au moins 2-3 heures ou pendant toute la nuit.
- Avant de les appliquer, les rincer avec **Lensy Care 14**.

Contre-indications

Il n'existe pas de contre-indications établies, sauf en cas d'allergie ou d'hypersensibilité spécifique à certains composants.

Précautions

- **Lensy Care 14**, une fois ouverte, doit être utilisée dans les trois mois. L'éventuel résidu doit être éliminé.
- Ne pas utiliser si le cachet de sécurité n'est pas intact, car dans ce cas, la stérilité de la solution ne peut pas être garantie.
- Pour éviter toute contamination, ne mettez jamais le compte-gouttes en contact avec une quelconque surface.
- Bien fermer le flacon après utilisation.
- Conserver le flacon loin de sources de chaleur et toujours en dessous de 30° C.
- Ne pas utiliser après la date limite. 

Avvertissements

- Pour tes lentilles qui sont restées plus de 3-4 semaines dans la solution **Lensy Care 14**, avant l'utilisation: éliminer la solution du récipient et procéder à la désinfection au moins selon la Méthode 1 (5-7 minutes).
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité spécifique envers l'un des composants.
- Tenir loin de la porte des enfants.
- Utiliser toujours la solution fraîche, en éliminant celle restée dans le récipient porte-lentilles.
- Ne pas substituer avec un produit désinfectant différent.
- En cas de port de lentilles de contact, consulter un Spécialiste avant d'utiliser tout médicament pour les yeux.
- N'utiliser jamais l'eau du robinet pour les lentilles de contact souples.

Complications

En cas de gêne ou d'irritation persistante, interrompre l'utilisation et consulter un spécialiste.

Suivre attentivement ce qui est reporté sur l'étiquette ou conserve ces notes informatives.

Composition

Polyhexaméthylène biguanide	0.0001%
Edétat disodique	0.1 %
Hyaluronate de sodium	0.01%
Excip et Eau pour injections q.b.a.	100%.

Lensy Care 14



Per la disinfezione, la conservazione, la detersione, il risciacquo, l'idratazione di tutte le lenti a contatto morbide. Rimuove i depositi muco-proteici - speciale per occhi sensibili.

Attiva in 5-7 minuti

Nuova soluzione All-in-One con ialuronato di sodio

Proprietà

Lensy Care 14 ha un'azione altamente disinfettante, conservante, umettante e detergente. Con sodio ialuronato. Questo polimero dalle elevate proprietà viscoelastiche migliora la lubrificazione e la biotollerabilità delle lenti, grazie alla sua capacità di trattenere acqua. **Lensy Care 14** idrata le lenti sia appena applicate che durante l'indosso giornaliero con conseguente confort duraturo e riduzione di secchezza ed irritazione.

Il pH e l'osmolarità sono tali da essere adeguatamente biocompatibili con i tessuti e con i liquidi organici oculari

STERILE A Prodotto in asepsi

Indicazioni

E'indicata per la conservazione, disinfezione, risciacquo, idratazione, detersione, rimozione giornaliera dei depositi muco-proteici di tutti i tipi di lenti a contatto morbide.

Istruzioni per l'uso

1. Metodo 5-7 minuti
 - Lavare le mani e asciugarle accuratamente con un panno pulito.
 - Per evitare confusione, iniziare il trattamento sempre con la stessa lente.
 - Rimuovere la lente dall'occhio e parla sul palmo della mano aggiungendo una quantità di **Lensy Care 14** sufficiente a bagnare completamente la lena.
 - Strofinare delicatamente con un movimento «in avanti e indietro», entrambe le superfici della lente per almeno 10-15 secondi, utilizzando un dito dell'altra mano.
 - Risciacquare accuratamente e abbondantemente la lente con **Lensy Care 14** in modo da rimuovere ogni traccia di depositi.
 - Porre la lente nell'apposito contenitore.
 - Ripetere le operazioni per l'altra lente.
 - Riempire il contenitore con **Lensy Care 14** sino alla linea di dosaggio.
 - Chiudere accuratamente il contenitore e lasciare immerse le lenti per almeno 5-7 minuti.
 - Prima di applicarle negli occhi, risciacquarle con **Lensy Care 14**.


2. Metodo «DONT TOUCH»

- Lavare le mani e asciugarle accuratamente con un panno pulito.
- Per evitare confusione, iniziare il trattamento sempre con la stessa lente.
- Dopo l'uso, togliere la lente dall'occhio e riporta subito nell'apposito contenitore riempito con **Lensy Care 14** sino alla linea di dosaggio.
- Ripetere le operazioni per l'altra lente.
- Chiudere accuratamente il contenitore e lasciare immerse le lenti per almeno 2-3 ore o per tutta la notte.
- Prima di applicarle, risciacquarle con **Lensy Care 14**.

Controindicazioni

Non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia o ipersensibilità specifica per qualche componente.

Precauzioni

- **Lensy Care 14**, una volta aperta, deve essere utilizzata entro tre mesi. L'eventuale residuo deve essere eliminato.
- Non usare se il sigillo non è integro, in quanto non può essere garantita la sterilità.
- Per evitare qualsiasi contaminazione, non mettere mai a contatto il contagocce con alcuna superficie.
- Chiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Conservere il flacone lontano da fonti di calore e comunque al di sotto di 30° C.
- Non usare dopo la data di scadenza. 

Avvertenze

- Per lenti rimate per più di 3-4 settimane nella soluzione **Lensy Care 14** prima dell'uso: eliminare la soluzione dal contenitore e procedere alla disinfezione almeno secondo il Metodo 1 (5-7 minuti).
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità specifica verso qualche componente.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare sempre soluzione fresca, eliminando quella rimasta nel contenitore portalenti.
- Non sostituire con un diverso prodotto disinfettante.
- Consultare il Professionista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti a contatto.
- Non utilizzare mai acqua del rubinetto per le lenti a contatto morbide.

Complicanze

In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultare lo specialista. Seguire attentamente quanto riportato in etichetta e conservare il presente foglio illustrativo.

Composizione

Poliesametilbiguanide	0.0001%
Edetato bisodico	0.1 %
ialuronato di sodio	0.01%
Excip. e Acqua depurata q.b.a.	100%.



Vertrieb/
Distribution/
Distribuzione
Dyνοptic Partner AG
CH-8645 Rapperswil-Jona



Safilens S.r.l.
Via Maria Grazia Deledda, 5
I-34079 Staranzano ITALY

